

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRE-020MG-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZCBRA-020T-PE	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	TRUESEAL	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRA-020T-PS	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	TRUESEAL	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRA-020T-PV	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	TRUESEAL	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRA-020Y-PE	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Demi Stub	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRA-020Y-PS	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Demi Stub	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRA-020Y-PV	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Demi Stub	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRA-020Z-PE	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Demi A & B Std	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRA-020Z-PS	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Demi A & B Std	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRA-020Z-PV	Demi Cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Demi A & B Std	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRK-020C-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRK-020C-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRK-020C-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRK-020D-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRK-020D-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRK-020D-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRK-020E-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRK-020E-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRK-020R-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRK-020R-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR1-020C-P	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020C-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020D-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR1-020R-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR2-020E-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR2-020G-PS	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR2-020R-PS	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR3-020C-PE	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR3-020C-PS	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR3-020E-PV	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZCBR3-020G-PS	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR4-020D-PE	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR4-020D-PV	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR4-020E-PS	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR4-020R-PE	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZLBRK-020AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLBRK-020TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLBRK-020TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBRK-020TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBRK-020TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLBRK-020TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLBR1-020TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBR1-020TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBR1-020TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLBR1-020TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLBR1-020TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBR1-020TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLBR1-020TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR1-020HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR1-020HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR1-020HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR1-020HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR1-020HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR1-020HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR1-020HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR1-020HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR1-020HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR1-020HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLBR2-020TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBR2-020TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBR2-020TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLBR2-020TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLBR2-020TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBR2-020TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBR2-020TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLBR2-020TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR2-020HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR2-020HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR2-020HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR2-020HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR2-020HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR2-020HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR2-020HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR2-020HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR2-020HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR2-020HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLBR3-020TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBR3-020TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBR3-020TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLBR3-020TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLBR3-020TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBR3-020TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLBR3-020TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLBR3-020TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBR3-020HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBR3-020HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBR3-020HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBR3-020HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBR3-020HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBR3-020HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBR3-020HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBR3-020HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBR3-020HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBR3-020HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZEBRE-020TT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020TN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020TH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020TG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020TM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020TQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020TR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020TR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRE-020NT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020NN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020NH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020NG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020NM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020NQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020NR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020NR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRE-020HR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020MT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020MN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020MH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020MG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRE-020MM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020MQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020MR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020MR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020QR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020QR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020RT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020RN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020RH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRE-020RG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020RM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020RQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020RR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020RR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020TR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020TR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020NT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020NN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRB-020NH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020NG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020NM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020NQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020NR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020NR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRB-020GN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020MR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020MR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRB-020QT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020QN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020QH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020QG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020QM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020QQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020QR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020QR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020RT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020RN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020RH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020RG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020RM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020RQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRB-020RR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020RR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020TR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020TR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020NT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020NN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020NH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020NG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020NM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRA-020NQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020NR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020NR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" NPT macho	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020HR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020HR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020GT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020GN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020GH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZCBRK-020G-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRK-020G-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZCBRK-020R-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020C-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR1-020C-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR1-020D-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020D-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR1-020E-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR1-020E-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR1-020G-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR1-020G-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020G-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR1-020R-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR2-020C-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR2-020C-P	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR2-020C-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR2-020D-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR2-020D-PS	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR2-020D-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR2-020E-PS	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR2-020E-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR2-020G-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR2-020R-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR2-020R-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR3-020C-PV	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR3-020D-PE	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR3-020D-PS	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR3-020E-PS	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR3-020G-PE	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRB-020T-PE	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	TRUESEAL	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRB-020T-PS	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	TRUESEAL	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRB-020T-PV	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	TRUESEAL	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZCBRB-020Y-PE	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	Demi Stub	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRB-020Y-PS	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	Demi Stub	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRB-020Y-PV	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	Demi Stub	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRB-020Z-PE	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	Demi A & B Std	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBRB-020Z-PS	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	Demi A & B Std	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRB-020Z-PV	Demi Cartucho	n/a	2.5" (65 mm)	0.20 µm	Demi A & B Std	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBRK-020E-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBRK-020G-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020E-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR1-020R-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR2-020G-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR3-020D-PV	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR3-020E-PE	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR4-020R-PV	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZLBRK-020BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZCBR3-020G-PV	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR3-020R-PE	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR3-020R-PS	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR3-020R-PV	Filtro de cartucho	n/a	30" (750 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR4-020C-PE	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR4-020C-PS	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR4-020C-PV	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR4-020D-PS	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Fin / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR4-020E-PE	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR4-020E-PV	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Flat Top / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR4-020G-PE	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCBR4-020G-PS	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCBR4-020G-PV	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCBR4-020R-PS	Filtro de cartucho	n/a	40" (1000 mm)	0.20 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	EPDM
ZLBRK-020DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula stream-line	Viton
ZLBRK-020DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula stream-line	Silicona
ZLBRK-020TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLBRK-020TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLBRK-020TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLBRK-020TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLBRK-020TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLBRK-020TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBRK-020TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLBRK-020TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLBRK-020TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.20 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZEBRA-020GG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020GM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020GQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020GR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020GR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRA-020MT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020MN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020MH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020MG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020MM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020MQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020MR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020MR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	1/4" NPT macho	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020QT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020QN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020QH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020QG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020QM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020QQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020QR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEBRA-020QR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Walther QC	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RM-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/4" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RM-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	1/4" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RQ-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Walther QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RQ-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Walther QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRA-020RR-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Grommel / QC	No estéril	n/a	n/a
ZEBRA-020RR-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.20 µm	n/a	Grommel / QC	Grommel / QC	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020HH-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020HH-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRE-020GG-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRE-020GG-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020HH-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020HH-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEBRB-020GG-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEBRB-020GG-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZLBRK-020BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0 (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLBRK-020BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0 (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLBRK-020BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0 (125 mm)	0.20 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZSBR050-020FF-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.20 µm	n/a	Luer Lock hembra	Luer Lock hembra	No estéril	n/a	n/a
ZSBR050-020FG-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.20 µm	n/a	Luer Lock hembra	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZSBR050-020GF-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Luer Lock hembra	No estéril	n/a	n/a
ZSBR050-020GG-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.20 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a