

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZCM-RK-610B-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCM-RK-610B-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCM-RK-610B-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCM-RK-610C-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCM-RK-610C-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCM-RK-610C-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCM-RK-610G-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCM-RK-610G-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCM-RK-610G-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCM-RK-610R-PE	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCM-RK-610R-PS	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCM-RK-610R-PV	Filtro de cartucho	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR1-610B-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR1-610B-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR1-610B-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR1-610C-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR1-610C-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR1-610C-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR1-610G-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR1-610G-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR1-610G-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR1-610R-PE	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR1-610R-PS	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR1-610R-PV	Filtro de cartucho	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR2-610B-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR2-610B-PS	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR2-610B-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR2-610C-PE	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR2-610C-PS	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR2-610C-PV	Filtro de cartucho	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZCMR2-610G-PE	Filtro de cartucho	n/a	20° (500 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR2-610G-PS	Filtro de cartucho	n/a	20° (500 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR2-610G-PV	Filtro de cartucho	n/a	20° (500 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR2-610R-PE	Filtro de cartucho	n/a	20° (500 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR2-610R-PS	Filtro de cartucho	n/a	20° (500 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR2-610R-PV	Filtro de cartucho	n/a	20° (500 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR3-610B-PE	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR3-610B-PS	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR3-610B-PV	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR3-610C-PE	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR3-610C-PS	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR3-610C-PV	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR3-610G-PE	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR3-610G-PS	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR3-610G-PV	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR3-610R-PE	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR3-610R-PS	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR3-610R-PV	Filtro de cartucho	n/a	30° (750 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR4-610B-PE	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR4-610B-PS	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR4-610B-PV	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	dh DOE	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR4-610C-PE	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR4-610C-PS	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR4-610C-PV	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	BF / 226 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR4-610G-PE	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR4-610G-PS	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR4-610G-PV	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	Recess / 222	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton
ZCMR4-610R-PE	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	EPDM
ZCMR4-610R-PS	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Silicona
ZCMR4-610R-PV	Filtro de cartucho	n/a	40° (1000 mm)	0.10 µm	BF / 222 Bayonet	n/a	n/a	n/a	n/a	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicone
ZLMRK-610DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton



Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLMRK-610TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMRK-610TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMRK-610TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLMRK-610TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLMRK-610TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMRK-610TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMRK-610TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMRK-610HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMRK-610HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMRK-610HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMRK-610HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMRK-610HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMRK-610HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMRK-610HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMRK-610HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMRK-610HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMRK-610HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	5.0" (125 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton



Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLMR1-610TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMR1-610TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMR1-610TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLMR1-610TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLMR1-610TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMR1-610TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMR1-610TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLMR1-610TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR1-610HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR1-610HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR1-610HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR1-610HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR1-610HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR1-610HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR1-610HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR1-610HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR1-610HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR1-610HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	10" (250 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton



Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLMR2-610TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMR2-610TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMR2-610TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton
ZLMR2-610TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLMR2-610TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMR2-610TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMR2-610TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLMR2-610TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton



Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR2-610HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR2-610HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR2-610HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR2-610HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR2-610HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR2-610HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR2-610HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR2-610HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR2-610HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR2-610HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	20" (500 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610AA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610AA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610AA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610AA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610AA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610AA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610AA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610AA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610AB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610AB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610AB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610AB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610AD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610AD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610AD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610AD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610AD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610AD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610AD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610AD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610AT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610AT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610AT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610AT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610AT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610AH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610AH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610AH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610AH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610AH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610AH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610AH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610AH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610AH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610AH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610AH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	3/4" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610BA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610BA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610BA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610BA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610BB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610BB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610BB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610BB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610BD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610BD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610BD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610BD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610BT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610BT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610BT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610BT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610BT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610BH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610BH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610BH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610BH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610BH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610BH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610DA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610DA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610DA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610DA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610DA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610DA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610DA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610DA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610DB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610DB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610DB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610DB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610DD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610DD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610DD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610DD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610DD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610DD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610DD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610DD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610DT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610DT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona



Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610DT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610DT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610DT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610DH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610DH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610DH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610DH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610DH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610DH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610DH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610DH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610DH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610DH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610DH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610TA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610TA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610TA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610TA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610TB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610TB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610TB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610TB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610TD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610TD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610TD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610TD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610TT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610TT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610TT-PNT-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	EPDM
ZLMR3-610TT-PNT	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMR3-610TT-PNT-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Silicona
ZLMR3-610TT-PNT-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	T-Port	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610TT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610TT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610TT-PST-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	EPDM
ZLMR3-610TT-PST	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMR3-610TT-PST-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Silicona
ZLMR3-610TT-PST-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	T-Port	Viton
ZLMR3-610TH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610TH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610TH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610TH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610TH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610TH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610HA-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610HA-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HA-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HA-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610HA-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610HA-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HA-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HA-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610HA-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610HA-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610HA-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HA-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610HA-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610HA-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HA-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HA-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	3/4" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610HB-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610HB-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HB-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HB-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610HB-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610HB-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HB-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HB-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1-1/2" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610HD-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610HD-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HD-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HD-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610HD-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610HD-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HD-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HD-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610HD-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610HD-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HD-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HD-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610HD-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610HD-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HD-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HD-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610HT-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610HT-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HT-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HT-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610HT-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610HT-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HT-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HT-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610HH-PNL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	EPDM
ZLMR3-610HH-PNL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HH-PNL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Silicona
ZLMR3-610HH-PNL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	En línea	Viton
ZLMR3-610HH-PNM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610HH-PNM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HH-PNM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HH-PNM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	Válvula Streamline	Viton
ZLMR3-610HH-PSL-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	EPDM
ZLMR3-610HH-PSL	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HH-PSL-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Silicona
ZLMR3-610HH-PSL-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	En línea	Viton
ZLMR3-610HH-PSM-E	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	EPDM
ZLMR3-610HH-PSM	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZLMR3-610HH-PSM-S	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Silicona
ZLMR3-610HH-PSM-V	Cápsula MURUS	n/a	30" (750 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	Válvula Streamline	Viton
ZEMRE-610TT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610TT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610TN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610TN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610TH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610TH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610TG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610TG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610NT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610NT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610NN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610NN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610NH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610NH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610NG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610NG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610HT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610HT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610HN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610HN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610HH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610HH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610HG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610HG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEMRE-610GT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610GT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610GN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610GN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610GH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610GH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610GG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610GG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610TT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610TT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610TN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610TN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610TH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610TH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610TG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610TG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610NT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610NT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610NN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610NN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610NH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610NH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610NG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610NG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610HT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEMRB-610HT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610HN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610HN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610HH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610HH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610HG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610HG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610GT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610GT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610GN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610GN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610GH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610GH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610GG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610GG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610TT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610TT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610TN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610TN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610TH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610TH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610TG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610TG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1" abrazadera Tri-Clamp	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610NT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610NT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a



Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZEMRA-610NN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610NN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610NH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610NH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610NG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610NG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" NPT macho	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610HT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610HT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610HN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610HN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610HH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610HH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610HG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610HG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610GT-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610GT-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1" abrazadera Tri-Clamp	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610GN-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610GN-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" NPT macho	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610GH-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610GH-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRA-610GG-PN3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRA-610GG-PS3	Cápsula DEMICAP	n/a	7.9" (200 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZSMR050-610FF-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.10 µm	n/a	Luer Lock hembra	Luer Lock hembra	No estéril	n/a	n/a
ZSMR050-610FG-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.10 µm	n/a	Luer Lock hembra	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZSMR050-610GF-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Luer Lock hembra	No estéril	n/a	n/a

Productos	Estilo de productos	Opciones	Longitud	Valor de filtración (micras)	Configuración del tapón terminal	Tamaño de la conexión de entrada	Tamaño de la conexión de salida	Grado	Configuración	Material de la junta
ZSMR050-610GG-PNS025	Jeringa	n/a	n/a	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610HH-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610HH-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRE-610GG-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRE-610GG-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	4.4" (113 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610HH-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610HH-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	1/2" boquilla de manguera	1/2" boquilla de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a
ZEMRB-610GG-PN3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	No estéril	n/a	n/a
ZEMRB-610GG-PS3-FB	Cápsula DEMICAP	Campana de llenado	5.5" (140 mm)	0.10 µm	n/a	Boquilla escalonada de manguera	Boquilla escalonada de manguera	Preesterilizado y (>25 kGy)	n/a	n/a